



iTera - *Bio*

iTera - *Bio*



ZASTRZEŻENIE

iTera - *Bio*

Urządzenie iTeraCare jest certyfikowanym sprzętem elektrycznym do użytku domowego. Zostało potwierdzone jako 'bezpieczne w użyciu', nie emituje szkodliwej promieniowania i posiada etykiety umożliwiające jego międzynarodową dystrybucję.

Wentylator iTeraCare nie jest sprzętem medycznym, a producent nie udziela żadnych porad medycznych. Użytkownicy rozumieją, że urządzenie nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie medyczne ani do celów diagnostycznych, na które można by polegać. Jego stosowanie nie powinno zastępować leczenia medycznego ani porad udzielanych przez wyszkoloną dostawcę opieki zdrowotnej. Użytkownicy rozumieją, że korzystają z wentylatora iTeraCare na własne ryzyko.

Zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem lub innym specjalistą ds. opieki zdrowotnej w przypadku pytań dotyczących jakiegokolwiek stanu zdrowia lub w celu uzyskania konkretnej porady dotyczącej optymalnego stosowania wentylatora iTeraCare, żywienia lub aktywności fizycznej.

70% populacji cierpi na stan “obniżenia formy” :



**Zmęczenie, stany lękowe,
ból głowy, zawroty głowy**




**Brak zdolności do
skupienia uwagi, utrata
pamięci**



**Artretyzm, uczucie
ciężkości w ciele**



**Wzdęcia, ból brzucha,
niestrawność, zaparcia**



**Niska temperatura
ciała, zmęczenie**



Nieregularne miesiączkowanie

Zasada Choroby w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Deficiency leads to cold, cold → humidity, humidity → poor circulation, poor circulation → blockage, blockage → tumor, tumor → cancer.

Wniosek: Ciężka choroba to kumulacja dolegliwości.

- Niedobór → Zmęczenie, brak energii, sennność
- Zimno → Dreszcze, uczucie zimna w nocy
- Wilgoć → Tak jak noszenie przemoczonych deszczem ubrań, ciało czuje się ciężko i niekomfortowo
- Skraplanie → Ciało jest podatne na bolesność i ból
- Zastój → Bóle ciała i drętwienie, opuchlizna i mieszane dolegliwości ciała. Złośliwe guzy mają skłonność do mutacji w raka
 - Rak → Gdy pojawia się rak, może być za późno



iTera-Bio

WPROWADZENIE DO iTeraBio





iTera - *Bio*

KOMFORTOWY

ELEGANCKI

EFEKTYWNY



WYGODNY PANEL STEROWANIA




Zapamiętywanie punktu przerwania.

Łatwa kontrola.



IMD

(Dekoracja w formie wtryskowej)



iTera-Bio - Upgraded Version

Aktywuje energetykę komórkową

Aktywacja
komórek

Rozprasza
zimno i
wilgoć

Wspiera
metabolizm

Oczyszcza
ciało

Stymuluje
krążenie

Termiczny
spalacz
tłuszczu



Kształtowanie
sylwetki i
przeciwdziałanie
starzeniu się

Łagodzi
stan zapalny

NAGRZEWA CIAŁO

*Rozgrzej się od środka.
Pozbądź się zimna i wilgoci,
usuń blokady, aby
odbudować zdrowe 'ja'!*



15 MINUT DZIENNIE JEST RÓWNOZNACZNE Z

60 minut aerobiku


8 godzin masażu

30 minut Gua Sha

3 godziny moksyterapii

20 sesji baniek

**POPRAWIA KRAŻENIE
STYMULUJE ODPORNOŚĆ
KOMURKOWĄ**



3 Podstawowe Technologie

Energia 1

Fale terahercowe

dokładnie wykrywają nieprawidłowości komórkowe w ludzkich komórkach poprzez obrazowanie spektralne. Ta energia eliminuje nieprawidłowe lub zmutowane komórki i ożywia nieaktywne komórki.

Energia 2

Jony ujemne

są znane jako witaminy powietrza. Oprócz oczyszczania powietrza, pomagają także oczyszczać naczynia krwionośne, zapobiegać miażdżycy, wzmacniać funkcję immunologiczną, działać przeciwutleniająco, redukować stres i niepokój, poprawiając jakość snu, oraz zmniejszać objawy alergii i astmy.

*Stężenie jonów ujemnych powyżej 10 000/cm³ może zwiększyć zdolność samoregeneracji organizmu ludzkiego. iTera-Bio emituje 10 000 000/cm³ jonów ujemnych.

Energia 3

Grafenowy daleki podczerwony promień

szybko podnosi temperaturę powierzchni skóry, przyspiesza krążenie krwi, łagodzi napięcie mięśni i uśmierza ból.

Potrójna energia dla lepszego efektu

(PEMF) Pulsujące Pole
Elektromagnetyczne

PEMF

iTeraBio wykorzystuje technologię PEMF. PEMF może wspomagać lepszą komunikację komórkową oraz wzmacniać zdolności samoleczenia i dobrostan.

Ta technologia zdobyła popularność ze względu na swoją skuteczność w wspieraniu problemów autoimmunologicznych oraz przewlekłych problemów fizycznych i poznawczych.

(PEMF) Pulsujące Pole Elektromagnetyczne



 PEMF

PEMF może wspierać:

- Uśmierzanie dolegliwości
- Redukcję stanów zapalnych
- Poprawę krążenia krwi
- Naprawę mięśni i kości
- Promowanie snu
- Pomaganie w leczeniu depresji i lęku

Technologia PEMF w iTeraBio wzmacnia energetykę komórkową, co przekłada się na lepsze zdrowie i funkcjonowanie komórek. Dzięki zastosowaniu PEMF ciało może bardziej efektywnie przetwarzać kanały komunikacji komórkowej oraz wymianę elektryczną i chemiczną. Może to pomóc w radzeniu sobie z nieprawidłowościami lub dysfunkcjami w tych obszarach, co prowadzi do poprawy adaptacji i naturalnego procesu zdrowienia.

**Rezonans oznacza, że dwa lub więcej obiektów drgają razem z tą samą częstotliwością.
Rezonans występuje, gdy jeden obiekt drga, a inne obiekty o podobnej częstotliwości
zaczynają drgać w tym samym rytmie.**




GŁÓWNE FUNKCJE



Rozpraszający

Rozprasza zimno i wilgoć,
łagodzi stan zapalny




Oczyszczający

Oczyszczający ciało



Redukujący

Spala tłuszcz i kształtuje sylwetkę



Upiększający

Upiększa i przeciwdziała starzeniu się



Anty
bakteryjny

Antybakteryjność i Wellness



Rozgrzewający

Promieniowanie dalekie -
podczerwone

Promieniowanie dalekie – podczerwone (Far-infrared Ray)

Grafenowy daleki podczerwony promień może wnikać 3-4 cm pod skórę i łatwo jest absorbowany przez tkanki.

ROZGRZEWAJACY

1. **Szybko zwiększa** temperaturę powierzchniową i **przyspiesza** krążenie krwi podskórnej;
2. Łagodzi napięcie mięśni, **uśmierza** ból i **reguluje** układ autonomiczny;
3. **Zwiększa** metabolizm, aktywność enzymów i **promuje** rozszerzanie naczyń krwionośnych;
4. Zwiększa **przepuszczalność** naczyń włosowatych, pomaga w wydalaniu odpadów, **przyspiesza** gojenie się ran;
5. Zwiększa zdolność skurczu mięśni, łagodzi ból i skurcze mięśni;
6. **Redukuje** lepkość krwi i **zmniejsza** sztywność i dyskomfort!



Nie trzeba się martwić
o zimną pogodę

Rozprasza Zimno i Wilgoć, Łagodzi Stan Zapalny

ROZPRASZAJACY


1. Zwiększa liczbę białych krwinek, wzmacniając ich zdolność do zwalczania infekcji i działanie przeciwzapalne. Po podaniu do nerwu, znieczula go, łagodząc różnego rodzaju bóle spowodowane nadmiernym napięciem nerwowym.
2. Rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza opór przepływu krwi i lepkość krwi, poprawia mikrokrażenie, zwiększa zdolność przechowywania tlenu i usuwania dwutlenku węgla, umożliwiając transport substancji odżywczych do całego ciała. Dzięki temu funkcje naszych organów i układu odpornościowego mogą być przywrócone do optymalnego poziomu, co zmniejsza ryzyko zachorowania.



Spalanie Tłuszczu i Kształtowanie Ciała

REDUKUJE

- (1) Działa na nerwy ruchowe, zachęcając do rytmicznych skurczów i rozluźnień mięśni, przyspieszając krążenie krwi oraz procesy metabolizmu składników odżywczych w tkankach mięśniowych.
- (2) Pomaga poprawić siłę mięśni, zapobiega atrofii mięśni, stymuluje regenerację nerwów i przesyła impulsy do centralnego układu nerwowego, jednocześnie zapewniając uczucie świeżości, energii i wypoczęcia.
- (3) Rozkłada dodatkowe komórki tłuszczowe w ciele, eliminuje toksyny, wspomaga walkę organizmu z niebezpiecznymi wolnymi rodnikami, co przyczynia się do młodszego wyglądu.
- (4) Odżywia śledzionę i żołądek, harmonizuje przepływ energii (qi) i krwi, tworząc właściwy obieg w ciele, rozkładając nadmiar tłuszczu i przywracając normalne funkcje metaboliczne.



Upiększanie i przeciwdziałanie starzeniu się

UPIĘKSZA

- (1) Usuwa piegi i zmarszczki, eliminuje cienie pod oczami i worki pod oczami.
- (2) Skóra staje się bardziej promienna i elastyczna.
- (3) Skóra staje się jaśniejsza, nawilżona i różowa.
- (4) Detoksykacja, przyspieszanie metabolizmu, aktywacja krwi i komórek, regulacja organizmu od wewnątrz na zewnątrz.



Bioenergie mogą aktywować vitalność komórek, stymulować regenerację kolagenu, opóźniać starzenie się skóry i wygładzać zmarszczki!

UNIKALNE PATENTY




Cod Patentu	Nazwa Patentu	Typ Patentu
2022219481639	Ergonomiczne urządzenie do opieki zdrowotnej.	model użytkowy
2022218905592	Urządzenie do pedicure z dobrymi właściwościami wodoodpornymi.	model użytkowy
202223178390	Urządzenie do pedicure z funkcją dezodoryzacji jonów ujemnych.	model użytkowy
202223033813	Rodzaj wsparcia i stabilnego sprzętu zdrowotnego.	model użytkowy
202222432233	Rodzaj urządzenia do pedicure z urządzeniem do podgrzewania na bazie grafenu.	model użytkowy
202221384266	Urządzenie do terapii mikroprądem dla stóp z dobrą izolacją.	model użytkowy

- Ergonomiczne urządzenie do opieki zdrowotnej.
- Urządzenie do pedicure z dobrymi właściwościami wodoodpornymi.
- Urządzenie do pedicure z funkcją dezodoryzacji jonów ujemnych.

- Rodzaj wsparcia i stabilnego sprzętu zdrowotnego.
- Rodzaj urządzenia do pedicure z urządzeniem do podgrzewania na bazie grafenu.
- Urządzenie do terapii mikroprądem dla stóp z dobrą izolacją.

PARAMETRY TECHNICZNE

TEMAT	PARAMETRY TECHNICZNE
NAZWA PRODUKTU	Itera - Bio
MODEL PRODUKTU	MLS-JC-02A
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz
MOC WYJŚCIOWA	300 W
JON UJEMNY	10,000,000 (10 MILLIONS)
WYMIARY	371X379.5 212.5 MM
WAGA	4.6 KG



Opis pilota zdalnego sterowania

POZIOM +



POZIOM -

NIEZALECANE W PONIŻSZYCH WARUNKACH



Ciąża




Dzieci poniżej 10 roku życia



Temperatura powyżej
38 stopni C



Zaburzenia
świadomości



Rozrusznik serca i
metalowe wszczepy ciała



Choroby płuc



Soczewki zaćmy



Otwarte rany

Co robić, a czego nie robić podczas korzystania z iteraBio

1. Osoby korzystające z sztucznych serc i płuc oraz innych urządzeń wspierających życie są zabronione do użytku.
2. Osoby cierpiące na skłonność do krwawień i choroby krwotoczne powinny ostrożnie korzystać (np. mięśniaki macicy, okres menstruacyjny itp.).
3. Osoby wrażliwe na ciepło są zalecane do towarzyszenia sobie.
4. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca i metalowymi częściami wewnątrz ciała są zabronione do użytku.
5. Osoby z ciężką chorobą serca powinny korzystać ostrożnie.
6. Podczas operacji prosimy natychmiast wyłączyć przełącznik zasilania urządzenia w przypadku awarii (takich jak awaria zasilania i inne).

Co robić, a czego nie robić podczas korzystania z iteraBio

7. Jeśli odczujesz coś nietypowego lub niekomfortowego podczas korzystania z urządzenia na ciele, natychmiast przestań go używać.
8. Nie zaleca się dla dzieci ani osób mających trudności w wyrażaniu się.
9. Prosimy nie dotykać pracujących części urządzenia przedmiotami metalowymi.
10. W przypadku dymu lub dziwnego zapachu podczas użytkowania, prosimy natychmiast wyłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z personelem obsługi posprzedażowej w celu rozwiązania problemów.
11. Podczas użytkowania obie stopy powinny w pełni kontaktować się z płytą energetyczną. Jednopunktowy kontakt z płytą energetyczną jest surowo zakazany, aby uniknąć oparzeń.



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



1. Podczas pracy, lewa i prawa stopa (łącznie z kolanami) nie powinny się dotykać.



2. Stopy powinny być mocno umieszczone na płycie energetycznej.



3. Podczas pracy unikaj dotykania stóp lub płyty energetycznej ręką.



4. Korzystanie z urządzenia jednocześnie z innym urządzeniem elektromagnetycznym jest surowo zabronione.



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



5. Prosimy o zmniejszenie poziomu intensywności lub zaprzestanie użytkowania w przypadku niekomfortowego odczucia podczas pracy i przekazanie nam informacji zwrotnej.



6. Nie przykrywaj płyt energetycznych niczym.



7. Nie zaleca się dla dzieci ani osób mających trudności w wyrażaniu się.



8. Nie zdejmuj nagle stóp z płyty energetycznej podczas pracy.



UWAGA



1. Proszę usunąć wszystkie metalowe przedmioty z ciała przed użyciem urządzenia.



2. W przypadku awarii zasilania podczas pracy, proszę odłączyć urządzenie.



3. Proszę nie dotykać płyty energetycznej przedmiotami metalowymi.



4. Proszę nie używać urządzenia w wysokiej temperaturze ani w wilgotnym środowisku (np. łazienka).

DZIĘKUJĘ !



iTera - *Bio*